



*Votre fournisseur unique  
de matériel et équipement médical*

## **Filmogène Urgo – Pansement liquide en spray**

Pansement liquide proposé par Urgo. Ce pansement liquide en spray est à utiliser dans le cadre de blessures superficielles. Conditionné en spray de 40ml / 40 utilisations.

Image not found

[Filmogène Urgo – Pansement liquide en spray](#) / Image/Filmogene-Urgo-Pansement-liquide-en-spray-ER-1500.jpg

**Marque :**Urgo

**Référence :**ER 1500

**Prix :**15,90€

### **Descriptif :**

**Filmogène par Urgo – Pansement liquide pour blessure superficielle** Pansement en spray pour protéger et cicatriser les blessures superficielles

Ce pansement liquide repose sur la technologie Filmogel développée par Urgo. Le pansement liquide Filmogel est prêt à l'emploi dans sa forme de spray. Ce pansement liquide permet de venir soulager, soigner mais aussi aider la cicatrisation, réparer et protéger la zone où le pansement est appliqué.

La formulation liquide du pansement en spray Urgo permet de venir l'utiliser très simplement sur les articulations notamment ; endroit particulièrement problématique pour les pansements classiques.

L'application de ce pansement dépose un film quasiment invisible sur la peau, qui aura pour effet de venir protéger et favoriser la cicatrisation. En outre, ce type de pansement laisse bien respirer la peau.

Le spray Urgo Filmogène peut être utilisé chez les enfants à partir de 3 ans.

## **CARACTÉRISTIQUES**

### **Composition du pansement en spray Urgo**

La composition du pansement liquide Urgo blessures superficielles est :

Dérivé de cellulose, solvants, huiles et gaz propulseur.

Le spray fait 40ml, ce qui correspond en moyenne à 40 utilisations.

**Mode d'emploi du pansement liquide Urgo :** Nettoyer la plaie Bien sécher Vaporiser le spray sur la blessure avec le spray à 5 ou 10 centimètres de la zone à traiter Laissez sécher environ une minute Il vous sera possible de remettre de ce pansement liquide au fur et à mesure de sa résorption si besoin.

**Précautions d'emploi du pansement liquide Urgo :** Ne jamais utiliser sur des plaies infectées Ne jamais utiliser sur des plaies suintantes Ne jamais utiliser sur des plaies profondes Ne jamais utiliser sur des brûlures Ne jamais utiliser sur le visage ou sur les muqueuses Ne pas inhaler Récipient sous pression, ne jamais percer ou brûler Ne pas vaporiser vers une flamme Conserver à l'écart de toute source de chaleur Conserver hors de la portée des enfants Utiliser dans une zone bien aérée Il est déconseillé de l'utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.

#### **Références filmogène Urgo :**

Réf article

PMD Médical

ER 1500

Réf fabricant

LABORATOIRES URGO

556179

[Lien vers la fiche du produit](#)