

Injecteur Dermojet HR

Injecteur avec tête monodose 40 doses de 0.1 ml, corps de seringue, réservoir transparent, embout fixe inox.
Garantie 1 an.



Référence :DE 4501

Prix :699,00€

DESCRIPTION

Injecteur Dermojet HR

Dermojet HR est destiné aux injections intradermiques dans le cadre de :

Anesthésie locale Injection de corticoïdes Traitement médical des cicatrices hypertrophiques et chéloïdiennes
Traitement des verrues

Cet injecteur haute pression non stérile est muni d'une tête monodose réglée à 0.1 ml délivre environ 40 doses.
Il se présente sous la forme d'un cylindre se séparant en 4 éléments :

Un corps de seringue réalisé entièrement en inox, un piston central, un ressort de tension et un levier d'armement Une tête d'injection comprenant la plupart des pièces détachées consommables tels que les joints, les filtres, le gicleur rubis par où est éjecté le liquide Un réservoir transparent en verre borosilicate qui contient

le liquide devant être injecté, d'une contenance de 4 ml (soit 40 doses de 0.1 ml). Un embout fixe en forme de bague en inox

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 10 jours)

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

1 an

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précautions d'emploi :

Il est de la responsabilité du professionnel de santé de stériliser le Dermojet avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le Dermojet à vide. En cas de panne, ne pas démonter. Ne pas laisser séjourner de liquide dans le réservoir après utilisation excepté de l'eau distillée pour ne pas assécher les joints si l'appareil n'est pas utilisé durant de longues périodes. Stocker le Dermojet à la verticale. Procéder à une révision toutes les 4000 utilisation ou 18 mois.

Références :

Réf article

PMD Médical

DE 4501

Réf fabricant

AKRA DERMO JET

[Lien vers la fiche du produit](#)