

Adaptateur bipolaire pour bistouri électrique Surtron

Adaptateur permettant un passage en mode bipolaire du bistouri électrique Surtron. Garantie 2 ans.



Marque :LED SURTRON

Référence :SU 04980

Prix :59,00€

DESCRIPTION

Adaptateur bipolaire pour bistouri électrique Surtron

L'adaptateur bipolaire pour bistouri électrique Surtron est utilisé pour permettre au bistouri de passer du mode monopolaire au mode bipolaire. Espacement entre broche : 29 mm.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 15 jours)

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**Références :**

Réf article PMD

SU 04980

Réf fabricant Surtron

00498.00

Précautions d'emploi :

Activer l'unité et insérer l'adaptateur entre le connecteur et le point neutre du ACTIVE. Correctement insérée, l'appareil passe automatiquement en fonction BIPOLAR et l'alarme cesse de clignoter. Les connexions doivent être effectuées par du personnel qualifié.

[Lien vers la fiche du produit](#)