

Aérosol de cryothérapie 170 ml Histofreezer

Kit de cryothérapie avec aérosol de 170 ml et applicateurs, congélation locale, élimine verrues, lentigo, acrochordon...



Marque : Histofreezer

Référence : G000111

Prix : 0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Embout taille 5mm (+ 72,00€), Embout taille 2mm (+ 75,00€)

DESCRIPTION

Aérosol de cryothérapie 170 ml Histofreezer

Le kit cryochirurgical Histofreezer a cliniquement prouvé son efficacité sur le traitement de nombreuses lésions :

Verrues vulgaires, plantaires, planes et génitales Molluscum contagiosum Lentigo Kératose séborrhéique Acrochordon
Kératosesénile (non) faciale

Cet aérosol de cryothérapie de 170 ml et ses applicateurs imprégnés qui restent froid pendant 90 ou 120 secondes selon référence, congèlent localement pour détruire et retirer le tissu vivant.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Références :

Aérosol de cryothérapie Histofreezer 60 applicateurs de 2 mm

Aérosol de cryothérapie Histofreezer 50 applicateurs de 5 mm

Réf article

PMD Médical

HI 2402

HI 2405

Réf fabricant

GIMA

30587

30588

[Lien vers la fiche du produit](#)