

Agrafeuse cutanée usage unique 3M Precise

Agrafeuse cutanée jetable, en inox, indolore avec agrafes préformées arciformes. Pour les plaies simples.
Livraison 24/48h.



Marque :3M France

Référence :G000110

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Agrafeuse 5 agrafes (+ 14,00€), Agrafeuse 15 agrafes (+ 16,00€), Agrafeuse 25 agrafes (+ 18,00€)

Description

Agrafeuse cutanée usage unique 3M Precise

L'agrafeuse cutanée 3M Precise s'utilise sur toute plaie simple, récente, franche et après préparation traditionnelle de la peau. Cette agrafeuse à peau jetable permet un bon affrontement des berges pour une suture solide. Conçue en inox, elle limite les réactions inflammatoires et les risques d'infection.

Cette agrafeuse médicale compacte est facilement maniable et rapide d'utilisation. Elle permet une excellente visibilité lors de la pose des agrafes. Elle ne nécessite pas d'anesthésie locale. Son biseautage à 75°, ses agrafes préformées arciformes permettent une meilleure pénétration tissulaire rendant la pose et l'ablation indolore. Vendue à l'unité. Disponible avec 5, 15 ou 25 agrafes.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Références :

5 agrafes

15 agrafes

25 agrafes

Réf article

PMD Médical

DS 5000

DS 5015

DS 5025

Réf fabricant

3M France

PRE5W

PREC15W

PREC25W

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser sur :

Les plaies à bords déchiquetés avec perte de substance Les plaies du visage Les régions où la suture par agrafe peut créer une gêne fonctionnelle : interdigitale, points d'appui (fesse, dos) Morsures ou toutes plaies profondes

Prix promotionnel

Tarifs dégressifs en fonction des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)