

### **Aiguille pour épilation électrolyse or Ballet**

Aiguille stérile plaquée or, pointe arrondie pour patients à peau sensible, disponible en 3 tailles, boîte de 50.  
Livraison 24/48h.



**Marque :**BALLET

**Référence :**G000113

**Prix :**0,00€

**Options disponibles :**

*Versions possibles :* Taille K2 0,055 (+ 59,00€), Taille K3 0,075 (+ 59,00€), Taille K4 0,10 (+ 59,00€)

### **DESCRIPTION**

#### **Aiguille pour épilation électrolyse or Ballet**

L'aiguille pour épilation électrolyse Ballet F3G dorée stérile est plaquée or 24 carats sans nickel. L'or est très largement utilisé dans le domaine médical, de l'acupuncture à l'emploi des boucles d'oreilles et ses avantages dans l'électrolyse sont reconnus. Elle permet de réduire les rougeur et gonflement : la peau revient rapidement à son état normal après les traitements les plus délicats, particulièrement la couperose.

L'aiguille épilation F3G plaquée or répond aux besoins des patients qui souffrent d'allergies, dont la peau est sensible et réagit d'une manière négative aux aiguilles d'épilation en acier inox standard. Elle s'utilise en cas de hirsutisme, hypertrichose pathologique et télangiectasie.

La pointe de l'aiguille Ballet F3G est fabriquée de manière bien définie et avec une surface lisse et unie. Elle vous aide à localiser l'entrée du follicule et, après insertion, l'aiguille glisse en douceur pour atteindre la base du follicule. Disponible en 3 tailles, boîte de 50.

## **Toute les aiguilles BALLEET MEDICAL**

> Découvrir toute les aiguilles pour électrolyse de la marque [BALLEET MEDICAL](#).

## **Les privilèges PMD Médical**

### **Livraison des aiguilles en or pour épilation par électrolyse BALLEET MEDICAL**

Aiguille en or pour épilation par électrolyse en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats d'aiguilles pour électrolyse BALLEET MEDICAL partout en France.

### **Conditions SAV pour mes aiguilles électrolyse BALLEET MEDICAL**

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande d'aiguilles en or BALLEET MEDICAL. Les aiguilles BALLEET MEDICAL ne doivent pas être déballées et ne pas avoir été utilisées.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

### **Précautions d'emploi :**

Stérilité non garantie si l'emballage est ouvert ou endommagé.

### **Références :**

PMD Médical

Ballet

Taille de l'aiguille

KG 2003

K2G

0.055 mm

KG 3003

K3G


0.075 mm

KG 4003

K4G

0.10 mm

## DOCUMENTATION



**Obtenir la documentation**

Tout sur les aiguilles ballet

[Télécharger](#)

hbspt.cta.load(4890323, '496b39b9-2c07-

4886-9eb6-40951e0f2172', {});

## Prix promotionnel

54,00€ dès 3 boîtes achetées

[Lien vers la fiche du produit](#)