

### **Ampoule pour otoscope Mini 2000 et Minilux Heine**

Ampoule 2,5V, s'utilise avec les otoscopes Mini 2000 et Minilux. Longévité 50% plus élevée que des ampoules classiques. Livraison 24/48h.



**Marque :HEINE**

**Référence :LA 88056**

**Prix :25,00€**

### **DESCRIPTION**

#### **Ampoule pour otoscope Mini 2000 et Minilux Heine**

L'ampoule Heine 2,5 volts 056 s'utilise avec les otoscopes Mini 2000 et Minilux. Grâce à sa technologie XHL Xénon Halogène, sa longévité est 50% plus élevée que des ampoules classiques et vous garantit ainsi un outil médical durable et de qualité constante.

**Les privilèges PMD Médical :**

**Livraison :**

24/48h

**Conditions SAV :**

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

**Références :**

Réf article

PMD Médical

LA 88056

Réf fabricant

Heine

X.001.88.056

[Lien vers la fiche du produit](#)