

Bac de trempage 3L avec panier amovible Schülke

Bac de trempage 3L avec couvercle et panier amovible, en PVC, pour l'entretien et la désinfection d'instruments médicaux. Livraison 24/48h.



Marque :Schülke

Référence :BA 1215

Prix :63,00€

DESCRIPTION

Bac de trempage 3L avec panier amovible Schülke

Le bac de trempage Schülke, d'une capacité de 3 L, avec couvercle blanc, permet une méthode de travail simple et hygiénique pour le nettoyage, l'entretien et la désinfection de vos instruments médicaux. Il convient pour une utilisation en hôpital et au cabinet. En PVC, il est compatible avec les préparations désinfectantes à base d'aldéhydes, de phénol et d'ammonium quaternaire. Pratique, ce bac de désinfection est doté d'un panier amovible. Dimensions : 300 x 185 x 125 mm.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Références :

Réf article

PMD Médical

BA 1215

Réf fabricant

Schülke

144307

[Lien vers la fiche du produit](#)