

### **Bistouri électrique VIO 100 C**

Bistouri livré sans accessoires avec modes de coupe monopolaire, coagulation monopolaire et bipolaire, modes Auto Start Bipolaire, Auto cut, Dry cut, Soft coag... garantie 2 ans.



**Marque :**ERBE

**Référence :**BI 10140

**Prix :**3 590,00€

#### **Description**

**Bistouri électrique VIO 100 C**

**Un bistouri électrique complet et adaptable**

Le bistouri électrique VIO 100 C répond aux exigences de la stomatologie, dermatologie, ophtalmologie, chirurgie esthétique, ORL et gynécologie. Il peut être aussi bien utilisé pour l'épilation, les varicosités, l'excision de naevus que la plastie palpébrale, resection de lipome, entropion ou keratome. Ce bistouri électrique est doté des modes de coupe monopolaire et de coagulation monopolaire et bipolaire. Il offre de nombreux modes à **qualité reproductible** :

Auto cut : **régulation automatique** de la coupe en fonction du besoin de stabilisation de la tension Dry cut : idéal pour les opérations nécessitant une **bonne hémostase primaire** Soft coag : coagulation peu traumatisante mais profonde assistée par un dosage de la puissance, **sans carbonisation ni collage** de l'électrode Forced coag : travail rapide et efficace répondant aux exigences de la coagulation standard Bipolar soft coag : coagulation bipolaire, tension basse pour réduire le collage de l'instrument et la carbonisation.

Ce bistouri électrique permet un réglage très précis en microchirurgie et vous offre un large choix de configuration de modules de prises et de type de connexions sur vos instruments. 4 programmes personnalisés peuvent être mémorisés et son mode AUTO START Bipolaire vous offre un haut niveau de confort et de sécurité d'application.

### **Les privilèges PMD Médical :**

### **Livraison :**

Sur demande (délai indicatif 10 jours)

### **Conditions SAV :**

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

### **Garantie :**

2 ans

### **Caractéristiques techniques**

#### **Puissance max**

100W sur 500 Ohm

#### **Système de surveillance d'électrode neutre**

intégré

**Tension nominale secteur**

100 V – 240 V

**Fréquence nominale secteur**

50/60 Hz

**La x H x P**

280 x 135 x 300 mm

**Poids**

4 kg

**Classification selon la directive CE 93/42/EWG**

II b

**Type de protection selon EN 60 601-1**

CF

**Références :**

Réf article

PMD Médical

BI 10140

Réf fabricant

Erbe

10140-550

[Lien vers la fiche du produit](#)