

Boîte à coton inox 1100 ml Comed

Boîte à coton en inox, autoclavable, 110 x 140 mm, capacité de 1100 ml. Garantie 1 an, livraison 24/48h.



Marque :COMED

Référence :PC 1114

Prix :29,90€

DESCRIPTION

Boîte à coton inox 1100 ml Comed

Boîte à coton inox avec couvercle séparable à pommeau. Permet de stocker le coton notamment en boule à l'abri de la poussière. Autoclavable ou stérilisable à air sec type Poupinel. Dimensions : diamètre 110 x hauteur 140 mm, capacité de 1100 ml.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids net

313 g

Recyclage

Containers à métaux

DEEE/REACH

Non/NC

PVC/Phtalates

Non/non

Précautions d'emploi :

Nettoyer avec de l'eau savonneuse à chaque remplissage. Ne pas laisser la boîte au soleil ou près d'une source de chaleur, risque de déformation.

Références :

Réf article

PMD Médical

PC 1114

Réf fabricant

Comed

C840014

[Lien vers la fiche du produit](#)