

Brosse chirurgicale usage unique BD E-Z Scrub

Brosse chirurgicale stérile sans latex, avec face éponge, rigide, permet un brossage ferme ou doux. En boîte de 30, livraison 24/48h.



Marque :BD

Référence :BR 0160

Prix :29,90€

DESCRIPTION

Brosse chirurgicale usage unique BD E-Z Scrub

BD E-Z Scrub est une brosse stérile préconisée pour le lavage chirurgical des mains avant l'utilisation de gants stériles pour toute procédure aseptique. Cette brosse à usage unique comporte des poils en polyéthylène souples sur une face et une éponge en polyuréthane sur l'autre face. Le nombre réduit de poils et le matériau (polyéthylène souple) permettent de diminuer les irritations au niveau de la peau et d'apporter une plus grande efficacité dans le brossage sous les ongles.

La brosse BD E-Z Scrub est présentée sèche ; la concentration et le volume ont été déterminés pour assurer le nettoyage antiseptique des mains et des avant-bras. Elle a une rigidité constante permettant l'efficacité et le confort nécessaires au lavage chirurgical ; l'utilisation de la brosse côté "grand axe" (brossage sens de la longueur) procure un brossage ferme, alors que l'utilisation côté "petit axe" (brossage sens de la largeur) procure un brossage plus doux. En boîte de 30.

Tous les consommables médicaux BD Medical

> Découvrir tous les consommables médicaux de la marque [BD Medical](#).

Les privilèges PMD Médical

Livraison de la brosse chirurgicale BD Medical

Brosse chirurgicale en stock. 24/48h pour la livraison de votre achat de brosse chirurgicale BD Medical partout en France.

Conditions SAV pour ma brosse chirurgicale BD

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de brosse chirurgicale BD Medical. Les brosses médicales BD ne doivent avoir été déballées et ne pas avoir été utilisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

8x5x4 cm

Poids

15 g

Composition

Poils : Polyéthylène (PE) souple

Eponge : Polyuréthane (PUR)

Cure ongles : Polypropylène (PP)

Certification

Sans Latex - Sans DEHP - Sans Phtalate

Stérilisation

Irradiation aux rayons Gamma

Préemption

5 ans après stérilisation

Marquage CE

Les brosses chirurgicales n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 93/42/CEE, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, elles ne sont pas soumises au marquage CE.

Références :

Réf article

PMD Médical

BR 0160

Réf fabricant

Kelis

371607

[Lien vers la fiche du produit](#)