

## Canule Steriglide TSK

Canule d'injection avec extrémité brevetée, apporte 50% de glisse en plus, réduit les traumatismes. En boîte de 20.



**Marque :**TSK

**Référence :**G000384

**Prix :**0,00€

Offre valable du 01/09/2020 au 01/02/2022

### **Options disponibles :**

*Versions possibles :* 22Gx50mm (+ 129,00€), 22Gx70mm (+ 129,00€), 25Gx38mm (+ 129,00€), 25Gx50mm (+ 129,00€), 27Gx25mm (+ 129,00€), 27Gx38mm (+ 129,00€), 27Gx50mm (+ 129,00€), 30Gx25mm (+ 129,00€)

## **DESCRIPTION**

### **Canule Steriglide TSK**

La canule d'injection Steriglide de TSK est aujourd'hui reconnue pour sa performance de glisse et sa facilité d'utilisation. Son **extrémité renflée brevetée** apporte moins de résistance qu'un embout de canule traditionnel pour une introduction plus aisée et une réduction du risque d'ecchymose.

Cette canule offre **50% de glisse en plus** pour réduire l'inconfort du patient. Fabriquée en acier haute qualité avec un traitement en surface, elle réduit la friction avec la peau tout en améliorant la manipulation. Grâce à son embout en polymère dur et son marquage latéral clair, elle offre une meilleure tenue et une aide visuelle pour une injection plus précise. En boîte de 20.

**Les privilèges PMD Médical :**

**Livraison :**

4 jours

**Conditions SAV :**

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

**Références :**

Réf article

PMD Médical

CA 27038

27G(0,4mm)x38 mm

CA 27025

27G(0,4mm)x 25 mm

CA 25050

25G(0,5mm)x50 mm

CA 25038

25G(0,5mm)x38 mm

Réf fabricant

TSK

PRC-27038ISG

PRC-27025ISG

PRC-25050ISG

PRC-25038ISG

### **Prix promotionnel**

Tarifs dégressifs en fonction  
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)