

Collecteur de déchets infectieux Sharpsafe 1L

Collecteur de déchets hospitaliers autoclavable, d'une capacité utile de 0,8 L avec fermeture définitive et protection contre blessures. Livraison 24/48h.



Marque :SharpSafe

Référence :CD 0100

Prix :3,20€

Prix dégressifs :

3+

3,00€

DESCRIPTION

Collecteur de déchets infectieux Sharpsafe 1L

Le collecteur de déchets infectieux d'hôpital Sharpsafe est autoclavable à 134°C pendant 18 min. D'une capacité utile de 0,80 L, il peut contenir tout objets coupants, tranchants ou perforants. Sécurisé, ce collecteur de déchets hospitaliers protège des blessures par perforants. Il est doté d'un système d'ouverture provisoire et définitif.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Masse brute maximale

0,576 kg

Dimensions

188 x 106 x 90 mm

Norme

NF X30-500 et annexe A certificat de conformité délivré par le LNE le 23/07/02

Précautions d'emploi :

Ne pas remplir au-delà de la limite de remplissage. Déchet à éliminer conformément à la réglementation en vigueur.

Références :

Réf article

PMD Médical

CD 0100

Réf fabricant

Gaillard

162514

[Lien vers la fiche du produit](#)