

Collecteur de déchets infectieux Sharpsafe 2L

Collecteur de déchets hospitaliers autoclavable, d'une capacité utile de 1,8 L avec fermeture définitive et protection contre blessures. Livraison 24/48h.



Marque :SharpSafe

Référence :CD 0200

Prix :3,70€

Prix dégressifs :

3+

3,45€

DESCRIPTION

Collecteur de déchets infectieux Sharpsafe 2L

Le collecteur de déchets infectieux d'hôpital Sharpsafe est autoclavable à 134°C pendant 18 min. D'une capacité utile de 1,8 L, il peut contenir tout objets coupants, tranchants ou perforants. Sécurisé, ce collecteur de déchets hospitaliers protège des blessures par perforants. Il est doté d'un système d'ouverture nouvelle génération avec clapet provisoire et définitif.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**Précautions d'emploi :**

Conteneur non réutilisable. Remplir à la limite de remplissage sur le couvercle, juste au-dessus du rebord. Déchet à éliminer conformément à la réglementation en vigueur.

Références :

Réf article

PMD Médical

CD 0200

Réf fabricant

Gaillard

162503

[Lien vers la fiche du produit](#)