



Votre fournisseur unique
de matériel et équipement médical

Compresse en non tissé stérile Euromedis

Compresse 4 plis, non tissé, stérile, douce, ne peluche pas, 30 g/m², résistante. Par pochette de 2 ou 5. Livraison 24/48h.



Marque :Euromedis

Référence :G000005

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Taille 5x5cm - Boîte de 50x5 (+ 3,90€), Taille 7,5x7,5cm - Boîte de 50x5 (+ 6,80€), Taille 7,5x7,5cm - Boîte de 100x2 (+ 6,90€), Taille 10x10cm - Boîte de 50x5 (+ 9,80€), Taille 10x10cm - Boîte de 100x2 (+ 11,50€)

DESCRIPTION

Compresse en non tissé stérile Euromedis

Les compresses en non tissé stériles 4 plis d'Euromedis possèdent un excellent pouvoir d'absorption et de restitution. Elles sont douces, confortables, ne provoquent pas d'émission particulaires et ne peluchent pas. Ces compresses stériles gardent une forte résistance à l'étirement, sèches ou humides, et offrent une tolérance et une innocuité parfaites. Compresse de 30 g/m², sous pochette de 2 ou 5 compresses. Stérilisées à l'oxyde d'éthylène. Disponibles en différentes tailles.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Références :

Réf PMD Médical

Réf Euromedis

Conditionnement

Dimensions

Quantité par pochette

CE 50501

175589

Boîte de 50

5 x 5 cm

5

CE 57751

175571

Boîte de 50

7,5 x 7,5 cm

5

CE 25751

175570

Boîte de 100

7,5 x 7,5 cm

2

CE 50101

175572

Boîte de 50

10 x 10 cm

5

CE 20101

175587

Boîte de 100

10 x 10 cm

2

Prix promotionnel

Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)