

Crayon dermatologique

Crayon dermatologique pour le marquage sur la peau pour le repérage des endroits à traiter, en rouge ou en bleu. Se nettoie facilement avec de l'eau et du savon. En sachet individuel.



Marque :COMED

Référence :G000109

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Coloris bleu (+ 1,90€), Coloris rouge (+ 1,90€)

DESCRIPTION

Crayon dermatologique

Crayon dermatologique pour le marquage sur la peau pour le repérage des endroits à traiter, en rouge ou en bleu. Se nettoie facilement avec de l'eau et du savon. En sachet individuel.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**Matières**

Bois, cérésine, stéarate de magnésium, colle gélatine, dioxyde de titane, pigment bleu ou rouge.

Dimensions

Longueur = 175 ; Diamètre = 7

Résistance température

Max = + 40 / Min = -10°C

Poids net

5,20 g

Recyclage

Non

Récupération

Non

Normes

NF EN ISO 9001: 2008 ; NF EN ISO 13485 : 2012; NF EN 1041: 2008 + A1: 2013; NF EN ISO 14971 : 2013; NF EN ISO 15223-1: 2012; NF ISO 15223-2: 2010

Références :

Bleu

Rouge

Réf article

PMD Médical

CR 1000

CR 2000

Réf fabricant

Comed

2915012

29 160 12

[Lien vers la fiche du produit](#)