

Dermatoscope Heine Delta 20 T avec manche rechargeable et chargeur

Dermatoscope avec manche 4 NT et chargeur NT 4, avec optique haute précision, éclairage polarisé ou non polarisé, grossissement 10 à 16 x. Livraison 24/48h, garantie 5 ans.



Marque :HEINE

Référence :DE 24420

Prix :1 530,00€

DESCRIPTION

Dermatoscope Heine Delta 20 T avec manche rechargeable et chargeur

Un dermatoscope Heine alliant performance et durabilité

Le dermatoscope [Heine](#) Delta 20 T rechargeable, avec manche 4 NT et son chargeur NT 4, a été conçu pour vous permettre un diagnostic précis et pratique. Son optique haute précision ainsi que sa capacité **d'éclairage polarisé et non polarisé** vous donne une souplesse d'examen inégalée. Il vous permet en effet une dermatoscopie de contact avec un liquide d'immersion pour reconnaître les Blink Signs.

Ce dermatoscope LED permet une mise au point **augrossissement de 10 à 16 fois** pour une vision ultra-détaillée et une lumière homogène avec des couleurs fidèles (température de 5 000K et (IRC) > 80). Son système de lentilles s'adapte à votre appareil photo pour une prise d'image de qualité optimale.

Grâce à son système de gestion thermique intégré aux matériaux adaptés, le dermatoscope Heine Delta 20 T permet une évacuation de la chaleur des LEDs qui garantit une **intensité lumineuse constante** pendant toute la durée de vie jusqu'à 50.000 heures.

Ce dermatoscope Heine Delta 20 est constitué d'une poignée rechargeable BETA 4 NT et son chargeur NT 4 et est livré avec un flacon d'huile de 10 ml. Option : embout de pied de 8 mm.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

5 ans

Références :

Réf article

PMD Médical

DE 24420

Réf fabricant

Heine

K-262.24.420

DOCUMENTATION

[Fiche technique >>](#)

[Montage appareil photo >>](#)

[Mode d'emploi prise de photos >>](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)