

Dermatoscope HEINE NC2

Dermatoscope avec embout de contact aimanté, grossissement 6x, lumière LED en HQ et coque d'adaptation pour iPhone 5 à 7.



Marque :HEINE

Référence :DE 78120

Prix :775,00€

Description

Dermatoscope HEINE NC2

Un dermatoscope polyvalent dédié à la documentation numérique

Ledermatoscope NC2 de Heine offre toutes les fonctions nécessaires à un diagnostic dermatologique fiable et rapide. Il permet un changement en un clin d'œil entre un examen avec ou sans contact, grâce à un **embout de contact aimanté** offrant une image claire, sans reflet et détaillée avec un grossissement 10x, même sans liquide d'immersion. Sans embout, ce dermatoscope Heine permet un examen sans contact sur de grandes surfaces cutanées avec un grossissement 6x.

Le dermatoscope NC2 est accessoirisé d'un **encoche d'adaptation pour iPhone** à partir de la version 5 et de son application pour une documentation photographique complète et de qualité (grossissement numérique jusqu'à 30x/résolution jusqu'à 12 MP selon iPhone). Il permet ainsi un suivi rapide et simple de lésions cutanées, tâches de naissance ou autres irritations cutanées (même sans contact). Ce dermatoscope intelligent offre également une gestion intégrée des patients, fonction d'e-mail, localisation des images et détails patients sur un schéma du corps.

Un dermatoscope à optique de précision et éclairage haute qualité

La lumière LED en HQ du dermatoscope NC2 apporte **2 fois plus de clarté** que son modèle précédent, elle est parfaitement homogène et offre un rendu de couleurs fidèle avec une température de couleur de 5 000k.

Son optique d'un diamètre de 27 mm et son champ de vision large offre une image haute résolution et nette. Il est doté d'un oculaire réglable de 0 à +3 dpt pour corriger et adapter la mise au point.

Compact et ergonomique, ce dermatoscope est doté d'un port micro USB pour le chargement de la batterie Li-ion. Livré dans une trousse.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

15 jours

Garantie :

5 ans

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Références :

Réf article

PMD Médical

DE 78120

Réf fabricant

Heine

D-841.78.120

[Lien vers la fiche du produit](#)