

Divan d'examen électrique eMotio+

Divan hauteur variable 45 à 96 cm, position accueil et examen, pédiatrique et gynécologique. Avec appuie-bras / appuie-jambes 2 en 1. Garantie 5 ans.



Marque :PROMOTAL

Référence :DI 4052

Prix :5 500,00€

DESCRIPTION

Divan d'examen électrique eMotio+

Le **divan tout électrique eMotio+** a été pensé pour être l'assistant du médecin généraliste ou spécialiste. Cousin du divan eMotio, il est issu d'une **étude réalisée sur 200 médecins** de 6 pays européens et de 3 années de développement. Ce divan complet et ingénieux offre aux professionnels de la santé l'opportunité de se concentrer pleinement sur le diagnostic tout en gagnant du temps et de l'espace. Le patient bénéficie quant à lui davantage de confort et moins de stress pour un échange plus équilibré.

Positions d'accueil et d'examen favorites atteignables en 1 click Tout électrique : hauteur, inclinaison du dossier et du repose-jambes ajustables sans efforts

Commandes ergonomiques : contrôle de l'élévation et de la déclive (en option) par pédale et panneau de contrôle rotatif Position basse jusqu'à 45cm, position haute jusqu'à 96cm Roulettes activables électriquement par contact maintenu Positions d'examen pédiatrique & gynéco

Le divan d'examen eMotio+ est équipé d'appuie-bras/appuie-jambes 2-en-1, d'un appuie-tête, d'un tilt gynéco et d'une sellerie 65 cm de largeur.

Comment commander l'eMotio+ de Promotal ?

L'eMotio+ est l'un des divans d'examen les plus polyvalents proposés par Promotal. Pour commander l'eMotio+ de Promotal, vous avez le choix parmi deux possibilités.

Acheter l'eMotio+ de Promotal sur notre site de eCommerce

Acheter l'eMotio+ de [Promotal](#) sur notre site de e-Commerce est des plus simple : Ajouter le divan eMotio+ dans votre chariot. Aucun besoin de choisir des options car le divan eMotio+ de Promotal vient tout équipé.

Une fois votre divan eMotio+ commandé sur notre site, un conseiller PMD MÉDICAL entrera en contact avec vous pour définir les modalités de livraison et d'installation de votre eMotio+.

Commander le divan eMotio+ par téléphone

[Fournisseur de matériel médical](#) de nombreux cabinets médicaux en France depuis 1979, vous pouvez commander votre divan directement par téléphone au 04 66 27 28 26.

L'achat d'un **divan** peut représenter un investissement important pour un **cabinet de médecin généraliste ou de spécialiste (comme la gynécologue par exemple)**. Nos spécialistes vous conseillent par téléphone du lundi au vendredi et de 7h30 à 17h.

Votre conseiller PMD est également à portée de clic grâce au chat. Vous pouvez également [télécharger notre guide d'achat pour un fauteuil d'examen médical](#) en PDF pour découvrir tous nos conseils.

Livraison de votre divan Promotal eMotio+

Après avoir acheté votre divan eMotio+, un délai de 2 à 3 semaines est nécessaire pour personnaliser fabriquer et réceptionner votre nouveau divan.

La livraison, l'installation et la mise en route sont effectuées par un technicien qualifié.

Conditions SAV : Les divans d'examens [Promotal](#) eMotio+ sont tous personnalisés en fonction de la couleur de la sellerie sélectionnée. À ce titre et selon l'article L. 221-28 du code de la consommation, ce divan bénéficie d'une exception légale au titre desquelles le droit de rétraction ne s'applique pas. Votre conseiller PMD est joignable au 04 66 27 28 26 pour toutes questions avant commande.

Garantie : 2 ans pour la structure, 1 an pour la sellerie.

Références :

Réf article

PMD Médical

DI 4052

Réf fabricant

Promotal

4055-20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids brut

175 kg

Poids net

138 kg

Volume

0.71 m³

Longueur max

1946 cm

Largeur max

697 cm

DOCUMENTATION

[Fiche technique >>](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)