

Divan d'examen électrique Ovalia

Divan à hauteur réglable, tête réglable, position déclinée et proclive, sellerie plate haute densité, socle en acier.
Garantie 2 ans.



Marque :CARINA

Référence :G000341

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Avec télécommande à la main (+ 2 490,00€), Avec commande au pied (+ 2 590,00€)

Description

Divan d'examen électrique Ovalia

Le divan à hauteur réglable Ovalia vous offre les caractéristiques essentielles pour une pratique d'examen confortable et sécurisée :

Hauteur réglable de 48 à 88 cm Tête réglable par 2 vérins à gaz Position déclinée et proclive Châssis composé de 2 colonnes télescopique pour une plus grande stabilité Socle en acier avec cache de protection en ABS gris clair Sellerie plate de bonne densité d'une largeur de 700 cm, non feu classé M1

Pied équipé de 4 roulettes design à frein Avec porte-rouleau côté tête ou pied Capacité de charge de 200 kg Dimension : L. 2000 x l. 700

Disponible avec une pédale de commande ou télécommande.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 2/3 semaines)

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

Références :

Avec pédale de commande

Avec télécommande

Réf article

PMD Médical

OV 20512

OV 20612

Réf fabricant

Carina

[Lien vers la fiche du produit](#)