

### **ECG Fullcare 3**

ECG avec impression 3 pistes ou 3+1... imprimante thermique et écran LCD. Mémoire de 1000 patients.



**Marque :**FullCare

**Référence :**CA 0180

**Prix :**890,00€

#### **DESCRIPTION**

### **ECG Fullcare 3**

L'ECG Fullcare est complet et simple d'utilisation :

Impression 3 pistes ou 3+1... Indication des données essentielles sur le tracé papier Imprimante thermique pour un tracé précis  
Mesure des paramètres avec diagnostic indicatif Ecran LCD couleur tactile Mémoire de 1000 patients

Cet ECG peut être utilisé en mode manuel ou automatique et est alimenté sur secteur et batteries rechargeables.

**Les privilèges PMD Médical :**

**Livraison :**

Sur demande (délai indicatif 1/2 semaines)

**Conditions SAV :**

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

**Références :**

Réf article

PMD Médical

CA 0180

Réf fabricant

FULLCARE

CA0180

[Lien vers la fiche du produit](#)