

## **ECG Fullcare 6**

Ecg avec imprimante thermique intégrée, 3/6 pistes, mode manuel ou automatique, écran LCD tactile, livré avec accessoires.



**Marque :**FullCare

**Référence :**CA 0187

**Prix :**1 290,00€

### **DESCRIPTION**

#### **ECG Fullcare 6**

L'ecg Fullcare, destiné aux enregistrements ambulatoires, allie rapidité, simplicité et précision. Utilisable en mode automatique ou manuel, il vous indique les données essentielles sur 6 pistes avec une capacité de mémorisation de 1000 patients. L'ecg Fullcare et son écran LCD couleur tactile vous assure une lecture claire et l'impression des tracés s'effectue grâce à son imprimante thermique intégrée (impression jusqu'à 90 min d'enregistrement).

Cet électrocardiographe vous permet de contrôler tous les paramètres de fonctionnement : choix du nombre de dérivations, mode d'enregistrement, vitesse de défilement, sensibilité. Il peut être alimenté sur secteur ou par batteries rechargeables. Il est fourni avec :

1 câble patient 4 électrodes périphériques 6 électrodes à ventouse 1 rouleau de papier 1 câble d'alimentation secteur 1 trousse de transport

**Les privilèges PMD Médical :**

**Livraison :**

Sur demande (délai indicatif 1/2 semaines)

**Conditions SAV :**

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

**Garantie :**

1 an

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

**Dimensions (L x l x h cm)**

310 × 210 × 90 mm

**Poids (kg)**

2.3

**Paramètres mesurés** FC, intervalle P-R (ms), durée : P-QRS-T, QT, QTC (ms), axes : P-QRS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1 (mV), R-V5+S-V1 (mV) **Système d'alimentation** Secteur : 110V/220V 50/60Hz ± 1Hz Batterie lithium rechargeable : 7,4V – 3700 mAh **Système d'écriture** Imprimante thermique **Papier** Rouleau, largeur 110mm / longueur 20m **Mode d'affichage** Ecran LCD 150 x 90 mm **Dérivations** 12 dérivations standards **Mode de fonctionnement** Temps réel manuel et automatique **Sensibilité d'enregistrement** Auto, 5, 10, 20, 40mm/mV ±5% **Vitesse entraînement du papier**

Mode auto et rythme : 25 - 50mm/s ±5%

Mode manuel : 5 – 6,25 – 10 – 12,5 – 25 – 50 – 100 mm/s  $\pm 5\%$

**Filtres** 25Hz/35Hz (-3dB) 50Hz/60Hz (?-20dB) **Températures**

Fonctionnement :  $+5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$

Stockage :  $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

**Humidité relative** Fonctionnement : ? 80% Stockage : ? 95% **Sécurité** Classe I, Type CF

## **Références**

Réf article

PMD Médical

CA 0187

Réf fabricant

SHA

CA 0187

[Lien vers la fiche du produit](#)