

Embout droit pour appareil à cryothérapie CRY-AC

Embout vaporisateur pour une vaporisation plus fine, pour atteindre les condylomes et autres lésions difficiles d'accès. Garantie 2 ans.



Référence :G000338

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Spray droit 2,4cm x 20g (+ 49,00€), Spray droit 3cm x 20g (+ 60,00€)

DESCRIPTION

Embout droit pour appareil à cryothérapie CRY-AC

L'embout vaporisateur droit pour appareil à cryothérapie CRY-AC permet une vaporisation plus fine pour atteindre les condylomes dans les régions péri-anales, rectales ou vaginales, ainsi que les hyperplasies et autres lésions difficiles à atteindre.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 2 semaines)

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**Réf PMD Médical****Réf Brymill****Longueur canule****Version****Poids**

CY 10620

106-20

70 mm

Long

5 g

CY 10720

107-20

24 mm

Court

4 g

Précautions d'emploi :

Toujours porter les équipements de sécurité appropriés lors de la manipulation de l'azote : écran, gants et tablier. L'évacuation des vapeurs d'azote liquide a pour effet d'épuiser l'oxygène de l'air, ce qui peut provoquer l'asphyxie ou même la mort. Il ne faut pas stocker ou utiliser des conteneurs à azote liquide dans des lieux insuffisamment ventilés.

[Lien vers la fiche du produit](#)