

Fil de suture résorbable incolore Ethicon Monocryl

Fil de suture résorbable incolore en poliglécaprone 25, permet d'excellents résultats esthétiques, bonne résistance et bonne tenue au nœud. En boîte de 12 ou 36, livraison 24/48h.



Marque :ETHICON

Référence :G000137

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm - Boîte de 12 (+ 78,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 16mm, fil 45cm - Boîte de 12 (+ 97,00€), Diamètre 6/0 dec 0,7 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 11mm, fil 45cm - Boîte de 12 (+ 97,00€), Diamètre 2/0 dec 3 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 24mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 230,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 230,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 230,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 24mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 230,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 13mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 230,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 230,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 230,00€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 13mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 230,00€), Diamètre 6/0 dec 0,7 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 13mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 230,00€), Diamètre 2/0 dec 3 - Aiguille Triangulaire - 1/2C 22mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 240,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 1/2C 22mm, fil 70cm -

Boîte de 36 (+ 240,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 1/2C 17mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 240,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 13mm, fil 45cm - Boîte de 36 (+ 285,00€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 13mm, fil 45cm - Boîte de 36 (+ 285,00€), Diamètre 6/0 dec 0,7 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 13mm, fil 45cm - Boîte de 36 (+ 285,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Multipass - 3/8C 19mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 320,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 19mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 320,00€)

DESCRIPTION

Fil de suture résorbable incolore Ethicon Monocryl

Le **fil de suture chirurgical résorbable Ethicon Monocryl** est un monofilament composé de poliglécaprone 25 (copolymère de glycolate et d'?-caprolactone). Il offre une grande souplesse, une bonne glisse intratissulaire et d'excellents résultats esthétiques. Il s'utilise pour la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général, lorsqu'un fil résorbable peut être utilisé.

Ce **fil de suture Ethicon** incolore est idéal pour le surjet intradermique (résistance nulle à 21 jours d'implantation). Sa résorption est pratiquement totale entre le 90e et le 120e jour. Conditionnement ZIPPER (absence de mémoire du fil). CE 0086 - produit de classe III. En boîte de 12 ou 36.

Tous les fils de suture Monocryl d'Ethicon

> Découvrir tous les fils de suture [Monocryl d'Ethicon](#).

Les privilèges PMD Médical

Livraison des fils de suture Monocryl d'Ethicon

Fils de suture Monocryl en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats Ethicon, partout en France.

Conditions SAV pour mon fil de suture Monocryl d'Ethicon

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de fil de suture Monocryl d'Ethicon. Les fils tressés résorbables et incolores Monocryl ne doivent avoir été déballés et ne pas avoir été utilisés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précautions d'emploi :

Ces fils de suture étant résorbables, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'un rapprochement prolongé de tissus sous tension est nécessaire.

Durée de vie : 5 ans à compter de la date de fabrication. Pour de raisons de protection de santé et d'hygiène ce produit ne peut être ni repris ni échangé après avoir été descellé. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la chaleur. Ne pas utiliser après la date de péremption. Dans la mesure où le fil de suture MONOCRYL est un matériau résorbable, il peut se comporter transitoirement comme un corps étranger. Comme avec tout corps étranger, le contact prolongé de la suture avec les milieux salins tels que les urines ou la bile peut entraîner la formation de lithiases. **Important** : la sécurité d'emploi et l'efficacité des fils de suture MONOCRYL n'ont pas été établies dans les domaines suivants : tissus nerveux ou cardio-vasculaires, micro-chirurgie et chirurgie ophtalmologique. Ces fils de suture sont contre-indiqués chez les malades âgés, dénutris ou débilisés ainsi que chez ceux présentant une affection entraînant un retard de cicatrisation. Le fil de suture MONOCRYL étant résorbable, le chirurgien peut envisager d'utiliser en complément des sutures non résorbables s'il s'agit de lésions susceptibles de se trouver en tension ou nécessitant un renfort. Les sutures cutanées qui doivent rester en place plus de sept jours peuvent entraîner une irritation locale et seront retirées si nécessaire. Les sutures intracutanées seront posées aussi profondément que possible afin de minimiser l'érythème et l'induration qui accompagne généralement le processus de résorption. Dans certaines circonstances, notamment les procédés de chirurgie orthopédique, une immobilisation par un procédé de contention externe peut être utilisée à la discrétion du chirurgien. Il convient d'être prudent en cas d'utilisation de fils de suture résorbables au niveau de tissus mal irrigués car il existe alors un risque de rejet de la suture et de retard de résorption. Ne pas pincer ou écraser le fil en le prenant dans une pince ou un porte aiguille. Il est particulièrement recommandé de faire des nœuds supplémentaires avec les monofilaments. Saisir l'aiguille dans l'espace se situant du tiers à la moitié du corps, coté fil. Ne pas pincer la pointe ce qui pourrait modifier les caractéristiques de pénétration de l'aiguille et la casser. Ne pas saisir l'aiguille par la zone de sertissage ce qui entraînerait un risque de torsion ou de rupture. Ne pas modifier la forme de l'aiguille afin d'éviter de l'endommager ou de la casser. Eliminer les aiguilles usagées dans un conteneur adapté.

Références :

Référence

Quantité par boîte

Longueur fil

Décimale USP

Courbure

Longueur

Pointe

C 388

36

70 cm

6/0

3/8

13 mm

Triangulaire

C 389

36

70 cm

5/0

3/8

13 mm

Triangulaire

W 3209

12

70 cm

5/0

3/8

19 mm

Triangulaire

C 390

36

70 cm

4/0

3/8

13 mm

Triangulaire

C 394

36

70 cm

4/0

3/8

16 mm

Triangulaire

Y 422H

36

70 cm

4/0

3/8

19 mm

Triangulaire

C 395

36

70 cm

3/0

3/8

16 mm

Triangulaire

Y 423H

36

70 cm

3/0

3/8

19 mm

Triangulaire

Y 442H

36

70 cm

3/0

3/8

24 mm

Triangulaire

Y 443H

36

70 cm

2/0

3/8

24 mm

Triangulaire

C 457

36

70 cm

4/0

1/2

17 mm

Triangulaire

C 458

36

70 cm

3/0

1/2

22 mm

Triangulaire

C 459

36

70 cm

2/0

1/2

22 mm

Triangulaire

W 3214

12

45 cm

6/0

3/8

11 mm

Precision

Y 492H

36

45 cm

6/0

3/8

13 mm

Precision

Y 493H

36

45 cm

5/0

3/8

13 mm

Precision

W 3204

12

45 cm

5/0

3/8

16 mm

Precision

Y 494H

36

45 cm

4/0

3/8

13 mm

Precision

W 3205

12

45 cm

4/0

3/8

16 mm

Precision

MPY501H

36

45 cm

4/0

3/8

16 mm

Precision

Y 496H

36

70 cm

4/0

3/8

19 mm

Precision

C 427

36

70 cm

3/0

3/8

19 mm

Precision

MPY 489H

36

45 cm

6/0

3/8

11 mm

Multipass

MPY 492H

36

45 cm

6/0

3/8

13 mm

Multipass

MPY 493H

36

45 cm

5/0

3/8

13 mm

Multipass

MPY 427H

36

70 cm

3/0

3/8

19 mm

Multipass

Prix promotionnel

Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)