

Fil de suture résorbable incolore Ethicon Vicryl Plus

Fil de suture résorbable tressé, protégé contre la colonisation bactérienne, bonne souplesse et tolérance tissulaire, sans effet de mèche. Boîte de 36, livraison 24/48h.



Marque :ETHICON

Référence :G000141

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Diamètre 2/0 dec 3 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 24mm, fil 70cm (+ 222,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm (+ 222,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 24mm, fil 70cm (+ 222,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm (+ 222,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Multipass - 3/8C 19mm, fil 45cm (+ 275,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Multipass - 3/8C 13mm, fil 45cm (+ 275,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Multipass - 3/8C 19mm, fil 45cm (+ 275,00€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Multipass - 3/8C 13mm, fil 45cm (+ 275,00€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Multipass - 3/8C 16mm, fil 45cm (+ 275,00€)

DESCRIPTION

Fil de suture résorbable incolore Ethicon Vicryl Plus

Le fil de suture résorbable Ethicon Vicryl Plus est la première suture protégée contre la colonisation bactérienne. Ce fil tressé est composé de polyglactine 910 (90% acide polyglycolique et 10% acide polylactique) avec une enduction de

polyglactine 370 et stéarate de calcium, d'IRGACARE® MP (antiseptique de la famille des phénols). Il apporte maniabilité et souplesse, sans effet de mèche et une bonne tolérance tissulaire. Les études de zones d'inhibition montrent que VICRYL*Plus inhibe la colonisation du fil par Staphylococcus aureus et epidermidis, résistants ou non à la méticilline.

Cefil de suture Ethicon est conçu pour la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général, y compris en microchirurgie vasculaire sur des vaisseaux dont le diamètre est inférieur à 2 mm (pas de données suffisantes en chirurgie cardiovasculaire, en chirurgie ophtalmologique et en neurochirurgie). Cette suture sous-cutané est particulièrement utilisée dans la **chirurgie propre ou propre contaminée**, sous réserve de prendre les mesures nécessaires au contrôle de contamination de la plaie.

Sa résistance à la traction est de :

- 75% à 14 jours

- 50% à 21 jours

- 25% à 28 jours

Le fil Vicryl Plus est totalement résorbé au bout de 56 à 70 jours. CE 0086 - produit de classe III. En boîte de 36.

Tous les fils de suture résorbables Vicryl Plus d'Ethicon

> Découvrir tous les [fils de suture antibactériens Vicryl Plus](#).

Les privilèges PMD Médical

Livraison des fils de suture anti-bactériennes Vicryl Plus d'Ethicon

Fils de suture Vicryl Plus incolore en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats [Ethicon](#) partout en France.

Conditions SAV pour mon fil de suture résorbable et antibactérien Vicryl Plus

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de fil de suture antibactériens Vicryl Plus d'Ethicon. Les fils Vicryl Plus incolores ne doivent avoir été déballés et ne pas avoir été utilisés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précautions d'emploi :

Le fil VICRYL* Plus, résorbable, ne doit pas être employé pour la coaptation des berges susceptibles d'être soumises à une traction importante. Le fil VICRYL* Plus ne doit pas être employé chez les patients présentant des réactions allergiques connues au triclosan. Durée de validité : 3 ans à compter de la date de fabrication. Pour de raisons de protection de santé et d'hygiène ce produit ne peut être ni repris ni échangé après avoir été descellé. Ne pas pincer ou écraser le fil en le prenant dans une pince ou un porte-aiguille. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la chaleur. Comme tout corps étranger, le contact prolongé de la suture avec les milieux salins tels que les urines ou la bile peut entraîner la formation de lithiases. Dans la mesure où le fil VICRYL PLUS est un matériau résorbable, il peut se comporter transitoirement comme un corps toute étranger. L'utilisation du fil VICRYL PLUS ne remplace pas le respect des règles d'hygiène et/ou l'administration d'une antibiothérapie, le cas échéant. Le fil VICRYL PLUS étant résorbable, le chirurgien peut envisager d'utiliser en complément des sutures non résorbables s'il s'agit de lésions susceptibles de se trouver en tension, ou nécessitant un renfort. Les sutures cutanées qui doivent rester en place plus de 7 jours peuvent entraîner une irritation locale. Elles seront coupées ou éliminées si nécessaire. Dans des circonstances particulières comme en orthopédie, l'immobilisation externe des articulations peut être réalisée si le chirurgien le souhaite. L'utilisation de fils de suture résorbables au niveau de tissus mal irrigués peut entraîner un risque de rejet et un retard de résorption de la suture. Les sutures intra-dermiques seront placées aussi profondément que possible afin de minimiser l'érythème et l'induration qui accompagnent généralement le processus de résorption. Ne pas utiliser les fils VICRYL PLUS chez les patients âgés, malnutris ou débilités, ou chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation. Ne pas pincer ou écraser le fil en le prenant dans une pince ou un porte-aiguille. La préhension doit se faire entre le milieu et le tiers de l'aiguille à partir de la zone de sertissage. Eviter toute prise par la pointe qui entraînerait la modification des caractéristiques de pénétration de l'aiguille et toute prise par la zone de sertissage qui risquerait d'entraîner la flexion ou la rupture de l'aiguille. Ne pas modifier la forme de l'aiguille afin d'éviter de l'endommager ou de la casser. La garantie d'un nœud fiable est basée sur les techniques de nœud plat, de double nœud mais aussi de nœuds supplémentaires si le chirurgien l'estime nécessaire. Les nœuds supplémentaires sont particulièrement recommandés avec les monofilaments

Références :

Référence

Quantité par boîte

Longueur fil

Décimal USP

Courbure

Longueur

Pointe

VCP 422H

36

70 cm

4/0

3/8

19 mm

Triangulaire

VCP 423H

36

70 cm

3/0

3/8

19 mm

Triangulaire

VCP 442H

36

70 cm

3/0

3/8

24 mm

Triangulaire

VCP 443H

36

70 cm

2/0

3/8

24 mm

Triangulaire

MPVCP 493H

36

45 cm

5/0

3/8

13 mm

Multipass

MPVCP 500H

36

45 cm

5/0

3/8

16 mm

Multipass

MPVCP 494H

36

45 cm

4/0

3/8

13 mm

Multipass

MPVCP 496H

36

45 cm

4/0

3/8

19 mm

Multipass

MPVCP 497

36

45 cm

3/0

3/8

19 mm

Multipass

DOCUMENTATION

[Fiche technique >>](#)

[Gamme Plus >>](#)

Prix promotionnel

Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)