

Fil de suture résorbable à moyen terme tressé Safil

Fil de suture résorbable stérile résistant avec résorption complète en 60 à 90 jours. Idéal en chirurgie digestive, ophtalmique, gynécologie... Livraison en 24/48h.



Marque :BRAUN

Référence :G000150

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm (+ 209,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 45cm (+ 209,00€)

DESCRIPTION

Fil de suture résorbable à moyen terme tressé Safil

Le fil de suture Safil® est une tresse résorbable synthétique 100% acide polyglycolique, enduite et incolore. Ce fil de suture résorbable stérile conserve 60 à 70 % de sa résistance après 14 jours, se dégrade prédictible par hydrolyse et termine sa résorption complète en 60 à 90 jours. Le fil chirurgical Safil est particulièrement reconnu dans les domaines exigeant un matériel synthétique tressé résorbable :

chirurgie digestive dans les interventions concernant l'appareil gastro-intestinal

chirurgie ophtalmique gynécologie / obstétrique urologie fermeture sous-cutanée ligatures microchirurgie (anastomose des nerfs périphériques et des tissus encore en croissance) ophtalmologie (opération du strabisme)

Conditionné en boîte de 36. Disponibles en 2 tailles.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Tresse

Acide polyglycolique enduite de glyconate

Monofilament

non enduit

Aiguille

Acier inoxydable

Latex/phtalates

Non/non

Mode de stérilisation

Oxyde d'éthylène

Durée de validité

5 ans

Références :

3/0 3/8 19 mm TR 70cm

4/0 3/8 16 mm TR 45cm

Réf article

PMD Médical

SA 0319

SA 0416

Réf fabricant

Braun

C1049421

C1049213

Précautions d'emploi :

Lors de l'utilisation de Safil®, il faut veiller à ce que les instruments de chirurgie, comme les pinces ou les porte-aiguilles, n'endommagent pas le fil par pincement ou pliure. L'utilisateur doit être familiarisé avec les techniques de sutures chirurgicales, avant d'utiliser les sutures chirurgicales Safil®. Si l'emballage individuel de la suture a été ouvert ou endommagé avant son utilisation effective, jetez la suture. L'utilisation du Safil® est contre-indiquée dans le cas de sutures nécessitant un soutien permanent, ou pour la fixation de prothèses (chirurgie cardio-vasculaire par exemple).

DOCUMENTATION

[Fiche technique >>](#)

Prix promotionnel

Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)