

### Fil de suture résorbable violet Ethicon Vicryl

Fil de suture résorbable violet tressé, en polyglactine 910, résorption en 5 semaines. Souple et bonne tolérance tissulaire. Boîte de 36, livraison 24/48h.



**Marque :**ETHICON

**Référence :**G000138

**Prix :**0,00€

Offre valable du 01/09/2020 au 31/10/2020

#### **Options disponibles :**

*Versions possibles :* Diamètre 2/0 dec 3 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 24mm, fil 75cm (+ 193,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 75cm (+ 193,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm (+ 193,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 1/2C 17mm, fil 70cm (+ 193,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 13mm, fil 75cm (+ 193,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 75cm (+ 193,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm (+ 193,00€)

#### **DESCRIPTION**

Fil de suture résorbable violet Ethicon Vicryl

**Lefil de suture résorbable Ethicon Vicryl violet** est destiné à la coaptation et/ou ligature des tissus mous :

ophtalmologie anastomoses nerveuses périphériques micro-chirurgie vasculaire

**Vicryl** est un fil tressé en polyglactine 910, enduit de polyglactine 370 et stéarate de calcium. Il permet un maintien utile à 7 jours et se résorbe en 5 semaines. Il est souple et présente une bonne tolérance tissulaire. CE 0086 - produit de classe III . Boîte de 36.

## **Tous les fils de suture résorbables Vicryl d'Ethicon**

> Découvrir tous les [fils de suture Vicryl](#).

## **Les privilèges PMD Médical**

### **Livraison des fils de suture résorbable Vicryl d'Ethicon**

**Fils de suture Vicryl violet** en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats [Ethicon](#), partout en France.

### **Conditions SAV pour mon fil de suture résorbable Vicryl**

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de fil de suture Vicryl d'Ethicon. Les fils Vicryl violet ne doivent avoir été déballés et ne pas avoir été utilisés.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

**Références :**

**Référence**

**Quantité par boîte**

**Longueur fil**

**Décimale USP**

**Courbure**

**Longueur**

**Pointe**

JV 390

36

75 cm

4/0

3/8

13 mm

Triangulaire

JV 394

36

75 cm

4/0

3/8

16 mm

Triangulaire

JV 397

36

70 cm

4/0

3/9

19 mm

Triangulaire

JV 395

36

75 cm

3/0

3/8

16 mm

Triangulaire

JV 398

36

70 cm

3/0

3/8

19 mm

Triangulaire

JV 453

36

75 cm

2/0

3/8

24 mm

Triangulaire

JV 457

36

70 cm

4/0

1/2

17 mm

Triangulaire

JV 3030

36

75 cm

5/0

1/2

17 mm

Visiblack

V 303H

36

70 cm

5/0

1/2

17 mm

Silver Laser

V 372H

36

90 cm

2

1/2

48 mm

Silver Laser

## **DOCUMENTATION**

[Fiche technique >>](#)

### **Prix promotionnel**

~~195,00€~~

Tarifs dégressifs en fonction  
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)