

Garrot latex Comed

Garrot pour prise de sang en caoutchouc naturel, en bande lisse et homogène. Longueur de 75 cm. Livraison 24/48h.



Marque :COMED

Référence :GA 90075

Prix :1,00€

DESCRIPTION

Garrot latex Comed

Garrot pour prise de sang en caoutchouc naturel, en bande lisse et homogène. Longueur de 75 cm.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H (mm)

750 x 18 x 1.5

Epaisseur (mm)

1,5

Poids net (g)

21.5

Résistance température (C°)

Max = +40 Min = + 5

Couleur

Naturel blond

Élasticité (%)

800 +/-10%

Recyclage

Oui

Récupération

Dans les bacs de déchets médicaux.

DEEE/REACH

Non/Non

PVC/ PHTALATES

Non/Non

Données de sécurité

Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul

Normes applicables

NF EN ISO 9001: 2008 ; NF EN ISO 13485 : 2012; NF EN 1041: 2008 + A1: 2013; NF EN ISO 14971 : 2013; NF EN ISO 15223-1: 2012; NF ISO 15223-2: 2010

Références :

Réf article

PMD Médical

GA 90075

Réf fabricant

COMED

4290075

Précautions d'emploi :

A nettoyer après chaque utilisation.

[Lien vers la fiche du produit](#)