

Guéridon inox 2 plateaux avec galerie Tourinox

Guéridon avec structure et plateaux entièrement soudés sous argon, bâti cintré en tube, toues ABS avec galets pare-chocs. Livraison 24/48h.



Référence :GU 4265

Prix :385,00€

DESCRIPTION

Guéridon inox 2 plateaux avec galerie Tourinox

Le guéridon inox 2 plateaux avec galerie Tourinox est un mobilier flexible, solide et à grande longévité :

Structure et plateaux entièrement soudés sous argon Inox 18/10 (304) Bâti cintré en tube Ø 25 poli brillant Plateaux bords tobés insonorisés (bords lisses) Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Références :

Réf article

PMD Médical

GU 0265

Réf fabricant

Tourinox

265+2G16+2G26

[Lien vers la fiche du produit](#)