

### **Lunettes de protection laser SpectraShield**

Lunettes de protection laser, légères avec coussinet de nez et serre-tête ajustables, réutilisables, pour les soins du visage. Livraison 24/48h.



**Référence** :LU 0007

**Prix** :159,00€

#### **DESCRIPTION**

### **Lunettes de protection laser SpectraShield**

Les lunettes de protection SpectraShield résistantes au laser sont fabriquées avec un alliage léger pour un poids total de 37,8 grammes. L'alliage utilisé est de type AISI 17-4 PH, qui est utilisé dans le cadre d'applications sévères où la résistance à la corrosion est exigée.

Ces lunettes de protection laser pour le patient sont dotées d'un coussinet de nez et d'un serre-tête ajustables. Réutilisables et faciles à nettoyer, elles sont fournies avec boîtier rigide pour le rangement. Ces lunettes de protection laser pour le patient peuvent être stérilisées dans un autoclave.

Ces lunettes de protection laser pour le patient sont spécifiquement conçues pour les procédures cosmétiques et de soins du visage et peuvent remplacer les écrans intra-oculaires dans de nombreux cas. Elles permettent un accès dégagé pour les traitements du dessus du nez, des tempes et des autres zones proches des yeux.

La forme de ces lunettes de protection laser pour le patient ont une forme très étroite pour dégager au mieux le visage du patient.

### **Les privilèges PMD Médical :**

### **Livraison :**

Sous 1 semaine

### **Conditions SAV :**

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

### **Technologie de filtre**

Métal, polymère

### **Respect des normes**

ANSI Z136.1, CE EN207. I-Block II, niveau de protection : OD 7 à 190 - 11 100 nm EN 207 : 315 - 1 400 D L7 + IR L8, 1 400 - 11 000 DI L4 SpectraShield, niveau de protection : OD 7 à 190 - 11 100 nm EN 207 : 400 - 1 400 D L6 + IR L7, > 1 400 - 11 000 DIR L4 SpectraViewShield, niveau de protection : En fonction du filtre en polymère

### **Niveau de protection**

OD 7 à 190 - 11 100 nm

### **Précautions d'emploi :**

Si l'équipement de protection oculaire est endommagé, en présence de fissures ou de rayures sur les lentilles, si la monture est instable, ou en cas de variation de couleur du filtre, remplacer immédiatement l'équipement. Vérifier le positionnement correct sur le visage et régler la longueur du cordon dont est muni chaque équipement de protection oculaire afin de bien l'adapter au visage. Régler la longueur du cordon à l'aide du curseur postérieur de manière à ce que l'équipement ne se décroche pas de la tête, même suite à des mouvements brusques. Toutes les personnes qui travaillent dans les zones où il existe un danger d'exposition aux radiations laser doivent porter les équipements de protection oculaire.

## Références :

Réf article

PMD Médical

LU 0007

Réf fabricant

Mesalyse

LA00005

[Lien vers la fiche du produit](#)