



*Votre fournisseur unique
de matériel et équipement médical*

Manche chirurgical Swann-Morton SF1

Manche en acier inoxydable, compatible avec les lames de bistouri Fine, autoclavable, emballage individuel, vendu à l'unité.



Marque :Swann-Morton

Référence :MF 0001

Prix :25,00€

DESCRIPTION

Manche chirurgical Swann-Morton SF1

Le manche chirurgical Swann-Morton comporte, vissée dans le corps du manche, une mâchoire qui enserre la lame par la seule rotation de leur extrémité mobile. Avec grip, autoclavable à 134°C pendant 30 minutes. Supporte l'immersion dans une solution d'hydroxyde de sodium (soude) à 20°C pendant 1 heure. En acier inoxydable, emballage individuel. Vendu à l'unité.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

7/10 jours

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**Précautions d'emploi :**

Durée de vie : 10 ans à compter de la date de fabrication. Pour de raisons de protection de santé et d'hygiène ce produit ne peut être ni repris ni échangé après avoir été descellé. Au lavage en machine, il est souhaitable de placer les manches dans les paniers avec l'embout vers le haut. Cette disposition évite d'abîmer la zone d'accrochage de la lame et prolonge la durée de vie du manche, qui est évaluée à 5 ans minimum

Références :

Réf article

PMD Médical

MF 0001

Réf fabricant

Swann-Morton

[Lien vers la fiche du produit](#)