

Marchepied inox 2 marches Tourinox hauteur 37 cm

Marchepied inox, soudé sous argon, châssis en tube de 25 mm, manchon en polyamide, 2 marches, Livraison 24/48h.



Marque :Tourinox
Référence :TO 20100
Prix :175,00€

DESCRIPTION

Marchepied inox 2 marches Tourinox hauteur 37 cm

Marche pied en inox 18/10 (304) solide, entièrement soudé sous argon avec :

Un châssis en tube de 25 mm de diamètre, Un manchon polyamide enveloppant antidérapant, 2 marches en inox gravées

Dimensions : 42 x 37 cm, hauteur 1ère marche : 19 cm, et hauteur 2ème marche 37 cm, poids : 4.9 kg.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Livraison 24/48h.

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Références :

Réf article

PMD Médical

TO 20100

Réf fabricant

Tourinox

2010

[Lien vers la fiche du produit](#)