

### **Mètre déroulant mécanique Seca 206**

Mètre déroulant mécanique mural de 0-220 cm, en métal, solide et lecture claire. Livraison en 24/48h.



**Marque :**SECA

**Référence :**TO 20600

**Prix :**25,00€

#### **DESCRIPTION**

### **Mètre déroulant mécanique Seca 206**

Le mètre déroulant mécanique Seca 206 est destiné au montage mural. A l'aide d'un simple vis, vous pourrez le fixer facilement et lire la taille indiquée dans la fenêtre dédiée. Ce matériel médical de mesure conçu en métal vous offre solidité et durabilité. Mètre de 0-220 cm.

**Les privilèges PMD Médical :**

**Livraison :**

24/48h

**Conditions SAV :**

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

**Garantie :**

2 ans

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****Dimensions L x H x P (mm)**

125 x 125 x 173

**Poids (g)**

202

**Plage de mesure**

0-220 cm

**Graduation (mm)**

1

**Références :**

Réf article

PMD Médical

TO 20600

Réf fabricant

SECA

2061717009

**Précautions d'emploi :**

Utilisez le matériel de montage fourni

Après la mesure de la taille, repoussez le bodymètre vers le haut afin d'éviter tout danger potentiel.

[Lien vers la fiche du produit](#)