

Négatoscope Ella BAS'X

Négatoscope avec température de couleur > 5500° Kelvin, épaisseur de l'écran à 3 mm, boutons d'affichage, en ABS et PVC.



Référence :G000197

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Modèle 1 plage 36x43cm (+ 169,00€), Modèle 2 plages 72x43cm (+ 269,00€)

DESCRIPTION

Négatoscope Ella BAS'X

Un négatoscope à luminosité puissante et homogène

Le négatoscope Ella BAS'X vous permet une lecture optimale de vos films radiographiques. Des tubes fluorescents type lumière du jour (température de couleur supérieure à 5500° Kelvin) en guise de source lumineuse et son écran de 3 mm d'épaisseur vous assure une **image homogène** et un diagnostic fiable.

Grâce à ses boutonnières d'affichage au dos, vous pourrez aisément le fixer aux cloisons de votre cabinet. L'assemblage du négatoscope Ella BAS'X ne nécessite pas de vis pour une **mise à disposition simple et rapide** et son allumage s'effectue par simple interrupteur bipolaire. Conçu en ABS et PVC, ce mobilier médical moderne et élégant s'adapte parfaitement à votre environnement. Ses rouleaux d'acier fixe film sont inusables pour vous garantir un matériel médical longue durée.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 2/3 semaines)

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coffre blanc

PVC extrudé bi-matières et ABS injecté

Fond en tôle d'acier 10/10 traité époxy

Ecran diffusant

Acrylique, opalin diffusant

Plages

Etendues uniquement

Cordon d'alimentation

Normalisé, 2 pôles + terre

Tension d'alimentation

230V, 50Hz

Surface utile en cm

Longueur

Hauteur

Profondeur

Poids en kg

Nombre de tubes

NBX 4I

151 x 43

154,5

51

11

16

2 x 58 W

NBX 3I

121 x 43

124,5

51

11

13

2 x 36 W

NBX 2I

72 x 43

75,5

51

11

10

2 x 32 W

NBX 1I

36 x 43

39,5

51

11

5

1 x 32 W

NMV3I

43 x 120

51

124,5

11

13

2 x 36 W

Références :

Négatoscope Ella BAS'X

3 pages

Négatoscope Ella BAS'X

4 pages

Négatoscope Ella BAS'X

1 page 36x43cm

Négatoscope Ella BAS'X Vertical 3 pages

Négatoscope Ella BAS'X

2 pages 72x43cm

Réf article

PMD Médical

NB 12143

NB 15143

NB 3643

NB 43120

NB 7243

Réf fabricant

3M France

NBX 3I

NBX 4I

NBX 1I

NMV3I

NBX 2I

[Lien vers la fiche du produit](#)