

Pansement absorbant transparent 3 tailles boîte de 50 Leukomed T plus

Pansement transparent, étanche, à haute tolérance cutanée avec compresse absorbante et non adhérente. Par boîte de 50. Livraison 24/48h.



Marque :BSN MEDICAL

Référence :G000030

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Taille 7,2x5cm (+ 30,00€), Taille 10x8cm (+ 52,00€), Taille 15x8cm (+ 72,90€)

DESCRIPTION

Pansement absorbant transparent 3 tailles boîte de 50 Leukomed T plus

Le pansement stérile Leukomed T plus permet le recouvrement imperméable des plaies post-opératoires, peu à moyennement exsudatives. Son support en polyuréthane transparent est imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus et permet la pratique d'activités aquatiques sans risque d'infections. Il reste toutefois perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour éviter toute macération de la peau.

Conformable et à haute tolérance cutanée, ce pansement radio transparent s'adapte aux peaux sensibles et à toutes zones mobiles du corps. Grâce à sa compresse centrale, neutre, absorbante et non adhérente, avec adhésif sur les 4 côtés, le pansement Leukomed T plus assure une bonne tenue pour une protection maximale de la plaie. Par boîte de 50.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précautions d'emploi :

Stocker à l'abri de l'humidité.

Références :

7,2 x 5 cm

10 x 8 cm

15 x 8 cm

Réf article

PMD Médical

LE 7250

LE 1080

LE 1580

Réf fabricant

BSN Médical

72382-00

72382-01

7238202

Prix promotionnel

Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)