

Pansement en rouleau de 5 m Covered

Pansement en rouleau pour plaies superficielles peu exsudatives, non tissé coloris blanc, avec compresse non adhérente. Livraison 24/48h.



Marque :BSN MEDICAL

Référence :G000026

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Largeur 4cm (+ 12,00€), Largeur 6cm (+ 14,50€), Largeur 8cm (+ 19,50€)

DESCRIPTION

Pansement en rouleau de 5 m Covered

Covermed est un pansement non tissé, extensible, doux et très conformable. Son adhésif acrylique s'adapte parfaitement aux peaux sensibles, sa compresse est absorbante et n'adhère pas à la peau. Ce pansement adhésif de premiers soins est perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour limiter le phénomène de macération. Il s'utilise pour recouvrir les plaies superficielles peu exsudatives (coupures, vaccins, prises de sang...). Il est présenté en rouleau de 5 m, dans une boîte pratique pour faciliter sa découpe aux ciseaux. Disponible en 3 largeurs.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précautions d'emploi :

Stocker à l'abri de l'humidité.

Références :

5 m x 4 cm

5 m x 6 cm

5 m x 8 cm

Réf article

PMD Médical

CV 5040

CV 5060

CV 5080

Réf fabricant

BSN Médical

72151-00

72152-00

72153-00

Prix promotionnel

11,00€ dès 3 boîtes achetées

[Lien vers la fiche du produit](#)