

Pansement en rouleau de 5 m Lokoplast Soft White

Pansement en rouleau pour plaies superficielles peu exsudatives, non tissé coloris blanc, avec compresse non adhérente. Livraison 24/48h.



Marque :BSN MEDICAL

Référence :G000026

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Largeur 4cm (+ 11,50€), Largeur 6cm (+ 14,00€), Largeur 8cm (+ 19,00€)

DESCRIPTION

Pansement en rouleau de 5 m Lokoplast Soft White

Lokoplast Soft White est un pansement non tissé, extensible, doux et très conformable. Son adhésif acrylique s'adapte parfaitement aux peaux sensibles, sa compresse est absorbante et n'adhère pas à la peau. Ce pansement adhésif de premiers soins est perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour limiter le phénomène de macération. Il s'utilise pour recouvrir les plaies superficielles peu exsudatives (coupures, vaccins, prises de sang...). Il est présenté en rouleau de 5 m, dans une boîte pratique pour faciliter sa découpe aux ciseaux. Disponible en 3 largeurs.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**Précautions d'emploi :**

Stocker à l'abri de l'humidité.

Références :

5 m x 4 cm

5 m x 6 cm

5 m x 8 cm

Réf article

PMD Médical

CV 5040

CV 5060

CV 5080

Réf fabricant

BSN Médical

72151-00

72152-00

72153-00

Prix promotionnel

Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)