

Pèse personne mécanique 150 kg Seca 762 Professional

Pèse personne mécanique avec cadran large, graduation de 500 gr, plateforme antidérapante, structure en métal blanc et dispositif de blocage. Garantie 3 ans.



Marque :SECA

Référence :PP 76200

Prix :169,00€

DESCRIPTION

Pèse personne mécanique 150 kg Seca 762 Professional

Le pèse personne mécanique Seca 762 possède un **cadran large** avec une graduation de 500 gr pour vous faire gagner en visibilité et en précision. Sa plateforme **antidérapante** et sa structure en métal blanc résistant aux chocs et égratignures vous assurent une balance longue durée. Ce pèse personne est doté d'un dispositif de blocage pour sécuriser son transport.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité

150 kg (330 lb)

Précision

500 g \pm 2 g

Poids

3,5 kg

Dimensions

305 x 120 x h 470 mm

Références :

Réf article

PMD Médical

PP 76200

Réf fabricant

SECA

762

[Lien vers la fiche du produit](#)