

Pince à dissection 9 cm avec ou sans griffe Bishop-Hartmann

Pince à dissection de Bishop-Hartmann 9 cm en inox stérilisable disponible en plusieurs modèles. Garantie 2 ans.



Marque :HARTMANN

Référence :G000272

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Modèle droit - Pince sans griffes (+ 12,90€), Modèle courbe - Pince sans griffes (+ 13,90€),
Modèle droit - Pince avec griffes (+ 13,90€), Modèle courbe - Pince avec griffes (+ 14,90€)

DESCRIPTION

Pince à dissection 9 cm avec ou sans griffe Bishop-Hartmann

Pince à dissection de Bishop-Hartmann 9 cm en inox stérilisable disponible en plusieurs modèles.

Le consommable médical signé HARTMANN

> Découvrir tout le consommable médical proposé par la marque [HARTMANN](#).

Les privilèges PMD Médical

Livraison des pinces à dissection HARTMANN

Pince à dissection en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats de pince à dissection HARTMANN, partout en France.

Conditions SAV pour mes pinces à dissection HARTMANN

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de pinces à dissection HARTMANN. Les pinces à dissection HARTMANN ne doivent avoir été déballées et ne pas avoir été utilisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réf PMD Médical

Réf CIE

Longueur

Type

PI 0100

349

9 cm

Droite sans griffes

PI 0101

348

9 cm

Droite avec griffes

PI 0102

351

9 cm

Courbe sans griffes

PI 0103

350

9 cm

Courbe avec griffes

Précautions d'emploi :

Nettoyer vos instruments neufs avant leur première utilisation et stérilisation. Les instruments rouillés doivent être isolés et traités séparément (à éliminer ou à retourner chez le fabricant pour une nouvelle passivation). Eviter l'utilisation de tous produits abrasifs, brosses métalliques. Ne pas mélanger des instruments de métaux différents dans la cuve. ne pas nettoyer à l'eau de javel ou produits corrosifs (chlore, chlorures, fluor) Ne pas utiliser de décontaminant acide PH<7

Désinfection

3 méthodes possibles :

L'utilisation d'un produit désinfectant traditionnel par exemple un détergent neutre (PH 7-8) en respectant scrupuleusement les recommandations du fabricant (concentration du produit et durée de trempage). La désinfection chimique (maximum 65°C). La désinfection thermique (maximum 95°C).

Stérilisation

Stérilisation à air chaud (POUPINEL)

Température : 180°C

Durée : Minimum 10 à 15 mn / Maximum : 45 à 60 mn

Stérilisation à vapeur d'eau (Autoclave) :

Température : 134°C

Durée : variable selon les instruments et leur emballage.

[Lien vers la fiche du produit](#)