

Podoscope Podo'Line

Podoscope avec 2 tubes fluorescents, supprime les perturbations parasites et met en lumière les zones d'appui. Coffre électrozingué et peinture époxy. Livraison en 24/48h.



Référence :PO 49490

Prix :619,00€

DESCRIPTION

Podoscope Podo'Line

Le podoscope Podo'Line a été conçu spécifiquement pour les **examens cliniques des plantes de pieds en charge**, en position bi-podale. Son éclairage tangentiel inclue 2 tubes fluorescents de 8 W pour vous assurer une vision optimale de vos clichés radiologiques.

Son arche en acrylique coulé de 15 mm d'épaisseur utilise le principe de la fibre optique pour guider la lumière. Cette technique permet de supprimer totalement les perturbations des réflexions parasites durant l'examen et met en évidence les principales zones d'appui par des **intensités chromatiques** différentes caractérisant l'ischémie de la peau plus ou moins intense.

Son coffre en tôle électrozinguée 15/10° et sa peinture époxy blanche confèrent à ce matériel médical **durabilité et élégance**, sans besoin de l'entretenir.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 2/3 semaines).

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

1 an

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x H x P (cm)

45,5 x 15,5 x 40,5

Surface utile (cm)

36 x 40

Poids net (kg)

11

Tubes

2 x 8 W

Commande d'allumage

Par interrupteur bipolaire lumineux

Cordon d'alimentation

Normalisé, 2 pôles + terre

Tension d'alimentation

230V, 50 Hz

Charge maximale (kg)

150

Références :

Réf article

PMD Médical

PO 49490

Réf fabricant

Gamain Legros

P4

[Lien vers la fiche du produit](#)