

### **Porte-aiguille Crile-Wood 15 cm**

Porte-aiguille de Crile-Wood 15 cm en inox stérilisable pour la manipulation en toute sécurité et plus aisément l'aiguille de suture. Garantie 2 ans.



**Référence :**BM 30218

**Prix :**29,90€

#### **DESCRIPTION**

### **Porte-aiguille Crile-Wood 15 cm**

Porte-aiguille de Crile-Wood 15 cm en inox stérilisable pour la manipulation en toute sécurité et plus aisément l'aiguille de suture.

**Les privilèges PMD Médical :**

**Livraison :**

Sur mesure (délai indicatif 1/2 semaine)

**Conditions SAV :**

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

**Garantie :**

2 ans

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****Références :**

Réf article

PMD Médical

BM 30218

Réf fabricant

CIE

372

**NETTOYAGE**

Respecter scrupuleusement les recommandations du fabricant concernant les produits de nettoyage (concentration du produit et durée de trempage) Nettoyer vos instruments neufs avant leur première utilisation et stérilisation Démonter les instruments articulés ou en plusieurs pièces et ouvrir les instruments à crémaillère avant nettoyage. Les instruments rouillés doivent être isolés et traités séparément (à éliminer ou à retourner chez le fabricant pour une nouvelle passivation) Nettoyage manuel : après chaque utilisation, nettoyer vos instruments à l'eau tiède savonneuse, avec une brosse souple. Eviter l'utilisation de tous produits abrasifs, brosses métalliques. Nettoyage à ultrasons : la plus efficace des méthodes.

Attention à ne pas mélanger, dans la cuve, des instruments de métaux différents.

## **DESINFECTION**

L'utilisation d'un produit désinfectant traditionnel comme un détergent neutre (PH 7-8) en respectant scrupuleusement les recommandations du fabricant (concentration du produit et durée de trempage). Ne pas utiliser de décontaminant acide PH<7  
La désinfection chimique. (Maximum 65°C) La désinfection thermique à une température maximale de 95°C.

**Important : l'eau de Javel (ou Hypochlorite de Sodium) est proscrite. De même, éviter tout usage de produits corrosifs : Chlore, chlorures, Iode, Fluor.**

## **STERILISATION**

Stérilisation à air chaud (POUPINEL)

Température 180°C

Durée : minimum 10 à 15 mn / Maximum : 45 à 60 mn

Stérilisation à vapeur d'eau (Autoclave)

Température : 134°C

Durée : variable selon les instruments et leur emballage

[Lien vers la fiche du produit](#)