

Protection oculaire IPL adhésive – Usage unique

Protection oculaire adhésive à usage unique pour les patients. Protection IPL contre les radiations provoquées par la lumière pulsée. Avec languettes, adhésif, sans latex. Boîte de 50 paires.



Marque :Protect Laserschutz

Référence :LA 93500

Prix :84,00€

Prix dégressifs :

3+

78,00€

Offre valable du 01/09/2020 au 31/10/2020

DESCRIPTION

Protection oculaire adhésive contre les radiations de la lumière pulsée IPL

Les protections oculaires protègent contre les radiations liées à l'utilisation d'un système IPL (lumière pulsée). Homologué EN 207, les protections oculaires sont efficaces contre les différentes longueurs d'ondes des IPL médicaux.

Pour le confort et la protection de vos patients pendant le traitement par lumière pulsée, l'utilisation de protection oculaire adhésive est un véritable gage de sécurité.

Les protections adhésives proposées par la marque Protect Laserschutz sont certifiées EN 207, protégeant efficacement contre différentes longueurs d'ondes de radiation IPL :

180 à 315 nm, 315 à 1400 nm, 1400 à 11000 nm.

À usage unique et très simple d'utilisation grâce à ses capacités adhésives. Facile d'utilisation et sans douleur à retirer grâce à l'utilisation d'une colle spécialement pensée pour toucher les paupières et un système de languette qui permet de s'en saisir très simplement.

Ces protections oculaires sont faites sans aucune trace de latex dans le but de limiter les risques potentiels d'allergie de contact.

Commandez vos protections oculaires IPL adhésives chez PMD MÉDICAL

En passant commande chez PMD MÉDICAL, bénéficiez de l'ensemble des avantages PMD MÉDICAL avec une livraison express et des conditions de reprise améliorées.

Livraison rapide

Passez commande de vos protections oculaires IPL, et faites-vous livrer sous 24/48h selon votre zone géographique.

Conditions SAV

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison. Le produit ne doit pas être ouvert, présenter un état neuf et être retourné dans son emballage d'origine.

CARACTÉRISTIQUES

Références :

Réf article

PMD Médical

LA 93500

Réf fabricant

Protect Laserschut

600-IPLP-50

Prix promotionnel

Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)