

Réceptacle azote MVE Spectrum

Réceptacle pour stockage à long terme et consommation d'azote liquide basse avec fermeture inviolable et corps en aluminium léger. Garantie 2 ans, disponible en plusieurs capacités.



Marque :MVE

Référence :G000157

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Contenance 11 litres (+ 889,00€), Contenance 20,5 litres (+ 949,00€), Contenance 36,5 litres (+ 1 290,00€)

Description

Réceptacle azote MVE Spectrum

La gamme de réceptacles d'azote MVE Spectrum, légers et facilement transportables, a été conçue pour des besoins en capacité faible mais un stockage à long terme pour une consommation d'azote liquide basse. Le réceptacle azote est composé de :

1 fermeture inviolable 1 languette de verrouillage 1 tube haute résistance réduisant la perte de d'azote liquide Corps en aluminium léger

1 système de rétention à vide chimique avancé 1 réservoir d'azote liquide

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 10 jours)

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

Caractéristiques techniques

11 L

20,5 L

36,5 L

Nombre de canisters

6

6

6

Temps de conservation en jours

73

205

360

Taux d'évaporation statique en litre par jour

0,15

0,10

0,10

Poids à vide

7,7 kg

10,5 kg

15,9 kg

Poids plein

16,6 kg

27

44

Dimensions ouverture

55,4 mm

55,4 mm

55,4 mm

Hauteur

549 mm

652 mm

657 mm

Diamètre extérieur

260 mm

368 mm

464 mm

Hauteur du canister

279 mm

279 mm

279 mm

Diamètre du canister

41,9 mm

41,9 mm

41,9 mm

Références :

11 L

20,5 L

36,5 L

Réf article

PMD Médical

DW 1212

DW 1220

DW 1235

Réf fabricant

X

SPECTRUM 12

SPECTRUM 20

SPECTRUM 35

[Lien vers la fiche du produit](#)