

### **Seringue 3DOSE UNIT Auto-doseuse – TSK – Version verte et orange**

Avec 3Dose Unit de TSK, révolutionnez vos injections de BOTOX. La seringue injecte pour vous la quantité prédéfinie à chaque impulsion. Existe en verte ou orange. 10 par boîte.



**Marque :**TSK

**Référence :**G000409

**Prix :**0,00€

#### **Options disponibles :**

*Versions possibles :* Version verte (+ 79,00€), Version orange (+ 79,00€)

#### **Descriptif :**

### **Seringue 3DOSE UNITE par TSK, l'injection rendu simple**

**3DOSE UNIT, c'est l'innovation majeure proposée par TSK pour tout ce qui touche aux injections botox. Une simple pression sur la seringue et la quantité exacte est injectée, plus besoin de s'en soucier durant le traitement de vos patients.**

#### **La seringue 3DOSE UNIT existe en version verte et orange :**

Seringue 3DOSE verte : Unité de dosage 0,0125 ml, 0,025 ml et 0,05 ml pour dilution de 0,63 ml et 1,25 ml.

Seringue 3DOSE orange : Unité de dosage 0,01 ml, 0,02 ml et 0,04 ml pour dilution de 1,0 ml et 2,0 ml

TSK est une entreprise qui a toujours misé sur la production de produits médicaux de grande qualité. TSK est particulièrement connue pour ses aiguilles, d'une finesse et d'une précision très appréciée par les professionnels du monde de l'injection de toxine botulique notamment : Botox, Dysport, Azzalure, Bocouture, Vistabel et Xeomin.

Avec son innovation majeure qu'est la seringue 3DOSE UNIT, TSK propose une seringue qui allie tout ce qui se fait de mieux chez TSK, à un système de contrôle de la quantité de produit à injecter. Le système est très simple de prise en main.

Les seringues 3DOSE UNIT proposées par TSK c'est :

Une économie moyenne de 20% du BOTOX utilisé lors d'une séance, Un taux de précision supérieur à 20% par rapport à une seringue non équipée du système d'injection contrôlé 3DOSE UNIT, 1 clic = 1 dose, Très simple d'utilisation, Résultats reproductibles, Injecter de très petites quantités de l'ordre de 0,01ml.

Grâce à son système de cliqueur intégré, vous avez un retour à la fois visuel, tactile et sonore de l'injection d'une dose. Plus aucun besoin de contrôler visuellement l'avancée du piston de la seringue, vous pouvez maintenant vous concentrer à 100% sur votre patient. De plus, le système 3DOSE UNIT proposé par TSK offre l'avantage de la constance dans le dosage des injections ; elles sont toujours parfaitement calibrées.

Vous utilisez du mésobotox ou du BoNT hautement dilué ? Les seringues 3DOSE UNIT permettent d'injecter des unités aussi petites que 0,01 ml par pression.

### **Commandez votre seringue 3DOSE UNIT chez PMD MÉDICAL**

En passant commande chez PMD MÉDICAL des seringues 3DOSE UNIT, bénéficiez de l'ensemble des avantages PMD MÉDICAL avec une livraison express et des conditions de reprise améliorées.

### **Livraison rapide**

Passez commande de votre seringue 3DOSE UNIT TSK, et faites-vous livrer sous 24/48h selon votre zone géographique.

### **Conditions SAV**

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison. Le produit ne doit pas être ouvert, présenter un état neuf et être retourné dans son emballage d'origine.

### **Prix promotionnel**

Tarifs dégressifs en fonction  
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)