

Spéculum de collin usage unique 27 ou 33 mm

Spéculum de collin transparent, en plastique avec embouts arrondis et doux. Stérile, avec 2 valves et 1 vis de réglage. Livraison 24/48h.



Marque :LCH

Référence :G000164

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Diamètre 27mm (+ 1,10€), Diamètre 33mm (+ 1,10€)

DESCRIPTION

Spéculum de collin usage unique 27 ou 33 mm

Ce spéculum gynécologique vous permet un champ de vision amélioré grâce à sa transparence. Fabriqué en plastique, il assure un meilleur confort pour vos patientes en évitant le choc thermique. Ses embouts sont arrondis et doux.

Ce spéculum de collin stérile est composé de 2 valves et d'une vis à réglage précis et vous est proposé en 2 tailles pour vous adapter à différentes morphologies. Conditionné en carton de 100, emballés en sachet individuel pelable.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Références :

27 mm

33 mm

Réf article

PMD Médical

CO 27101

CO 33001

Réf fabricant

LCH

GCO01

GCO-02

[Lien vers la fiche du produit](#)