

Spray désinfectant de surface – 750 ml – PMD MÉDICAL

Spray détergent et désinfectant sans CMR, sans colorant et sans parfum pour la désinfection des surfaces médicales. Spray désinfectant en flacon de 750 ml. Livraison express.



Marque :PMD MÉDICAL

Référence :DE 01630

Prix :11,50€

Prix dégressifs :

4+

12,00€

Offre valable du 01/03/2021 au 01/03/2022

DESCRIPTION

Spray désinfectant pour le bio-nettoyage des surfaces

Spray détergent et désinfectant pour le bio-nettoyage des surfaces :

Spray de 750 ml, Prêt à l'emploi, Sans rinçage, PH neutre, Sans CMR, sans parfum et sans colorant, Large spectre antimicrobien et actif sur Clostridium Difficile, Substance active biocide : Chlrorure de didecyldimethyl-amonium Livraison 24/48 h. Propriété microbiologique du spray désinfectant PMD MÉDICAL Bactéricide EN 1276, EN 13727, EN 13697 et EN 14561 en 1 minute, Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN 14 348* et EN 14 563* en 15 minutes, Levurricide EN 1650 et EN 13624 en 1 minute, Actif sur Rotavirus, PRV, DBV et VRS EN 14 476 en 5 minutes, Sporicide EN 13704 en 15 minutes, Actif sur Clostridium Difficile et Bacillus subtilis en 15 minutes.

Précautions d'emploi : Voir la fiche de sécurité.

Désinfectants de surface

> Découvrir tous les désinfectant proposés [PMD](#) MEDICAL.

Pourquoi commander son spray désinfectant chez PMD MEDICAL ? Livraison du spray désinfectant

Spray désinfectant en stock, 24/48h pour la livraison de votre spray désinfectant, Livraison spray désinfectant uniquement en France et Belgique. Pour une livraison dans un autre pays, contacter votre [grossiste médical](#). [contacter votre fournisseur médical](#). **Conditions SAV pour le retour du spray désinfectant**

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de sprays désinfectants. Les spray désinfectant PMD MÉDICAL doivent être dans un état parfaitement neuf, ni déballées ni utilisées.

[Lien vers la fiche du produit](#)