

Tabouret à roulettes assise selle hauteur réglable 55-74 cm Carina

Tabouret avec 5 roulettes pivotantes, assise selle de cheval mousse et hauteur réglable. Garantie 2 ans, sellerie 1 an.



Marque :CARINA
Référence :TA 6506
Prix :299,00€

Description

Tabouret à roulettes assise selle hauteur réglable 55-74 cm Carina

Le tabouret à roulettes Carina est composé d'un piètement en aluminium brossé et de 5 roulettes pivotantes de 5 cm de diamètre pour vous assurer stabilité, solidité et flexibilité. Ce tabouret médical est réglable en hauteur grâce à son système à gaz de 55 à 74 cm. Son assise selle à cheval en mousse confortable et revêtue de classe M1. Disponible en plusieurs coloris.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 4/5 semaines)

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

Structure : 2 ans

Sellerie : 1 an

Références :

Réf article

PMD Médical

TA 6506

Réf fabricant

CARINA

6506

[Lien vers la fiche du produit](#)