

Tabouret à roulettes avec assise tendue hauteur réglable 48-67 cm Promotal

Tabouret à 5 roulettes, hauteur variable, commande manuelle et revêtement anti-feu M1. Garantie 2 ans.



Marque :PROMOTAL

Référence :MG 0928

Prix :339,00€

DESCRIPTION

Tabouret à roulettes avec assise tendue hauteur réglable 48-67 cm Promotal

Ce tabouret à roulettes Promotal est un tabouret à hauteur variable par colonne à gaz et commande manuelle (hauteur min 48 cm ; hauteur max 67 cm). Il est doté d'un piètement en aluminium poli brillant avec 5 branches, de 49 cm de diamètre et de 5 roulettes à double galets de 50 mm de diamètre. Son assise tendue de 40 cm de diamètre est revêtue anti-feu classe M1. Afin de le compléter, le dossier ou le repose-pied de Promotal peuvent y être fixés.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 2/3 semaines)

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**Précautions d'emploi :**

Pour le nettoyage : utiliser une éponge humide et de l'eau savonneuse (type savon de Marseille). Pour les tâches rebelles, essuyer par tamponnage sans frotter, avec un tissu imprégné de white spirit ou une solution d'eau et d'alcool (pourcentage inférieur à 30-%). Vérifier au moins une fois par an l'état général du tabouret.

Références :

Réf article

PMD Médical

MG 0928

Réf fabricant

Promotal

923-10/928

DOCUMENTATION

[Fiche technique >>](#)

[Fiche d'utilisation >>](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)