

### **Tabouret sur roulettes assise mousse carrée Promotal**

Tabouret à roulettes hauteur réglable, piètement 5 branches et assise mousse haute densité. Garantie 2 ans, livraison 24/48h.



**Marque :**PROMOTAL

**Référence :**G000321

**Prix :**0,00€

**Options disponibles :**

*Versions possibles :* Vérin hauteur 39,5-48cm (+ 220,00€), Vérin hauteur 48-67cm (+ 220,00€), Vérin hauteur 58,5-83,5 (+ 234,00€)

### **DESCRIPTION**

**Tabouret sur roulettes assise mousse carrée Promotal**

Le tabouret à roulettes de Promotal est un **tabouret réglable en hauteur** grâce à sa colonne à gaz et son levier. Il est composé d'un piètement de 610 mm de diamètre en aluminium poli brillant de 5 branches pour une plus grande stabilité. Son assise de 400 mm de diamètre en **mousse formée et haute densité** vous garantit une assise grand confort. Ce tabouret médical à roulettes en doubles galets de 50 mm de diamètre vous permet un déplacement aisé et stable. Dossier et repose-pieds en option. Disponible en large choix de coloris pour s'adapter à votre divan.

Pour un usage courant, PMD Medical vous conseille la version avec hauteur min 48 cm – max 67 cm.

### **Les privilèges PMD Médical :**

#### **Livraison :**

24/48h

#### **Conditions SAV :**

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

#### **Garantie :**

2 ans

Sellerie : 1 an

#### **Références :**

**Hauteur min – max : 39,5 – 48 cm**

**Hauteur min – max : 48 – 67 cm**

**Hauteur min – max : 58,5 – 83,5 cm**

Réf article

PMD Médical

MG 0922

MG 0923

MG 0926

Réf fabricant

Promotal

922-10

923-10

926-10

## **DOCUMENTATION**

[Fiche technique >>](#)

[Fiche d'utilisation >>](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)