

Tabouret sur roulettes assise selle hauteur réglable 48-67 cm Promotal

Tabouret hauteur variable avec piètement 5 branches, roulettes doubles galets et assise selle. Garantie 2 ans.



Marque :PROMOTAL

Référence :MG 0918

Prix :359,00€

DESCRIPTION

Tabouret sur roulettes assise selle hauteur réglable 48-67 cm Promotal

Le tabouret Promotal à hauteur variable par colonne à gaz est composé d'un piètement aluminium poli brillant 5 branches, de roulettes doubles galets de 50 mm de diamètre avec une assise forme selle au revêtement non-feu M1 antibactérien. Hauteur min 48 cm, hauteur max 67 cm.

Livraison :

Sure mesure (délai indicatif 2/3 semaines)

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Références :

Réf article

PMD Médical

MG 0918

Réf fabricant

Raffin Médical

923/918

Précautions d'emploi :

Nettoyage inox : l'entretien du matériel en acier inoxydable se limite à un nettoyage périodique de leur surface. Ce nettoyage est indispensable, ne serait-ce que pour leur maintien en état de propreté, mais c'est en général une opération simple, grandement facilitée par les qualités de surface des aciers inoxydables. Une large gamme de produits et méthodes de nettoyage peut être utilisée. Le choix du produit le mieux adapté sera guidé par la nature des salissures ou du produit contenu et par les conditions d'utilisation des éléments en acier inoxydable. **Nettoyage revêtement simili cuir** : utiliser une éponge humide et de l'eau savonneuse (type savon de Marseille).

Pour les tâches rebelles, essuyer par tamponnage sans frotter, avec un tissu imprégné de white spirit ou une solution d'eau et d'alcool (pourcentage inférieur à 30-%).

DOCUMENTATION

[Fiche technique >>](#)

[Fiche d'utilisation >>](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)